

部品価格表

2022年8月1日現在

メーカー名 : Spectro (ICP-OES)








モデル名 : CIROS











株式会社イアス

〒191-0011 東京都日野市日野本町2-2-1

TEL: 042-589-5525 FAX: 042-589-5526

URL: <https://iasinc.jp> Email: iasjapan@iasinc.jp

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ネブライザー関連		
IAS05-AR27-075-FC2E	Conikal ネブライザー AR27-075-FC2E	
0227-0002	標準	
IAS05-AR27-075-FSS2E	SeaSpray ネブライザー AR27-075-FSS2E	
	高塩濃度用	
IAS05-EZT-075	EzyFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.75 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
	上記 Conikal, SeaSprayネブライザー用 チューブ	
IAS05-EZTS-075	EzyFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.75 mm i.d. x 1500 mm 長さ 10本入り	
0200-0752	上記 Conikal, SeaSprayネブライザー用 チューブ	
スプレーチャンバー		
IAS05-20-809-0243HE	サイクロンスプレーチャンバー (バッフル付き) ボールジョイントタイプ Oリングフリー	
0280-0243	標準	
IAS05-20-808-8882HE	サイクロンスプレーチャンバー ボールジョイントタイプ Oリングフリー	
0280-8882	標準	
IAS05-UFT-075	UniFit スプレーチャンバードレインチューブ 1.3 mm o.d. x 0.75 mm i.d. x 700 mm 長さ 3本入り	
IAS05-21-808-8214	ドレインデバイス	
0280-8214	有機溶媒用トラップ	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
トーチ関連 EOP(アキシヤル)用		
IAS05-30-808-1215	石英 1.8 mm トーチ、ガスコネクター付き	
7516-0592	有機溶媒用	
IAS05-30-808-8005	石英 1.8 mm トーチ	
	有機溶媒用	
IAS05-30-808-1212	石英 2.5 mm トーチ ガスコネクター付き	
7516-0526	標準	
IAS05-30-808-0317	石英 2.5 mm トーチ	
7516-0526M	標準	
IAS05-30-808-0676	石英 3 mm シースガストーチ ガスコネクター付き	
7516-0537	高塩濃度用	
IAS05-30-808-1165	石英 3.0 mm シースガストーチ	
7516-0537M	高塩濃度用	
トーチ関連 SOP(ラジアル)用		
IAS05-30-808-1214	石英 1.8 mm トーチ ガスコネクター付き	
7506-0596		
IAS05-30-808-0240	石英 1.8 mm トーチ	
ペリスタルティックポンプチューブ		
IAS05-0.89-ORG	PVCペリスタルティックポンプチューブ (orange-orange) 12本入り	
-	ペリスタルティックポンプチューブ	
	各種、お取り扱いしております。	

*: 一回のご注文金額が3万円以下の場合、送料をいただいております。ご了承下さい。

*: 上記以外の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

*: 上記価格は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。