

# 部品価格表

2022年8月1日現在

メーカー名：島津 (ICP-OES/ICP-MS)

モデル名：ICPS-7000/8000, ICPE-9000/9800, ICPM-8500

株式会社イアス







〒191-0011 東京都日野市日野本町2-2-1

TEL: 042-589-5525 FAX: 042-589-5526

URL: <https://iasinc.jp> Email: [iasjapan@iasinc.jp](mailto:iasjapan@iasinc.jp)

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ネブライザー関連		
IAS05-AR30-1-FC1ES	Conikal ネブライザー AR30-1-FC1ES	
046-00092-02	サンプルチューブ 1500 mm	
IAS05-AR30-1-FSS2ES	SeaSpray ネブライザー AR30-1-FSS2ES	
046-00092-12/204-76156	高塩濃度用、サンプルチューブ 1500 mm	
IAS05-ARG-1-UC1S	Conikal ネブライザー ARG-1-UC1S	
046-00092-20	サンプルチューブ 1500 mm	
IAS05-ARG-1-USS2S	SeaSpray ネブライザー ARG-1-USS2S	
046-00092-28	高塩濃度用、サンプルチューブ 1500 mm	
IAS05-ARG-07-UM06S	MicroMist ネブライザー ARG-07-UM06S	
S046-00092-21	600 µL/min、サンプルチューブ 1500 mm	
IAS05-A41-1-DM1S	DuraMist DC ネブライザー A41-1-DM1S	
	耐HF用、サンプルチューブ 1500 mm	
IAS05-ARG-1-PFA1S	OpalMist ネブライザー ARG-1-PFA1S	
S046-00092-17	耐HF用、サンプルチューブ 1500 mm	
IAS05-EZTS-075	EzyFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.75 mm i.d. x 1500 mm 長さ 10本入り	
046-00092-06	上記 ネブライザー用 チューブ	
IAS05-NFTS-075	UniFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.75 mm i.d. x 1500 mm 長さ 10本入り	
S046-00092-18	上記 ネブライザー用 チューブ	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
スプレーチャンバー		
IAS05-20-808-8881HE	サイクロンスプレーチャンバー ボールジョイントタイプ Oリングフリー	
S046-00093-02		
IAS05-20-809-9119HE	サイクロンスプレーチャンバー (バッフル付き) ボール ジョイントタイプ Oリングフリー	
IAS05-21-808-8214	ドレインデバイス	
046-00093-01/S046- 00093-01同等品	サイクロンチャンバー用レベラ、ドレイントラップ	
IAS05-20-809-2508	PTFE サイクロンスプレーチャンバー	
	耐HF用	
IAS05-21-809-2540	HF ドレインデバイス	
	耐HF用	
IAS05-20-809-2506	PTFE サイクロンスプレーチャンバー	
	耐HF用	
IAS05-UFT-075	UniFit スプレーチャンバードレインチューブ 1.3 mm o.d. x 0.75 mm i.d. x 700 mm 長さ 3本入り	
N0774077, 1146791039, 10-405-166		
トーチ関連 ICPS, ICPE用		
IAS05-30-808-1179	石英 1.5 mm トーチ	
204-70272 /S204-70272同等品		
IAS05-30-807-0519	石英 1 mm トーチ 有機溶媒用	
204-77296 /S204-77296同等品		
IAS05-30-807-0518	石英 1.8 mm トーチ 高塩濃度用	
204-74323 /S204-74323同等品		
IAS05-30-808-1091	石英 トーチ	
211-46605 /S211-46605同等品		
IAS05-30-807-0534	石英 ミニトーチ	
211-81448 /S211-81448同等品		
IAS05-30-808-8039	アルミナ 1.5 mm トーチインジェクター デマウンタブル トーチキット	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
トーチ関連 ICPS, ICPE用 続き		
IAS05-31-808-0013	アルミナ 1.5 mm テーパートーチインジェクター	
IAS05-31-808-0015	アルミナ 1.8 mm テーパートーチインジェクター	
IAS05-31-808-3001	サファイア 2 mm トーチインジェクター	
IAS05-31-808-1258	石英 デマウンタブルトーチ	
IAS05-31-808-1260	トーチアダプター	
IAS05-GAZ-04	GazFitコネクター 4 mm o.d.用 4個入り	
トーチ関連 ICPM用		
IAS05-30-808-1090	石英 1.5 mm トーチ	
211-46604-02同等品		
IAS05-30-808-9986	石英 1.2 mm トーチ	
211-44604-01同等品		
ペリスタルティックポンプチューブ		
-	ペリスタルティックポンプチューブ	
	各種、お取り扱いしております。	
その他		
IAS05-21-809-2846	トーチ・スプレーチャンバージョイント	
211-86533 /S211-86533同等品		

\*: 一回のご注文金額が3万円以下の場合、送料をいただいております。ご了承下さい。

\*: 上記以外の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

\*: 上記価格は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。